

Rolator ortopedic cu patru roți cod RX 146 Montaj și utilizare

Părți componente



1. mâner de sprijin reglabil în înălțime
2. pârghia de acționare a frânei
3. șurub și piuliță fluture pentru fixarea în înălțime a mânerelor de sprijin
4. spătar de sprijin, învelit în spumă poliuretanică
5. șezut, 36x32 cm, din spumă poliuretanică acoperit cu piele sintetică
6. sistemul de pârghii pentru plierea rolatorului
7. pârghia frânei, câte una pe fiecare roată din spate
8. roți de rulare, diametrul 20 cm
9. coș pentru cumpărături, detașabil
10. schelet din aluminiu

Montaj

Rolatorul este ambalat într-o cutie de carton, parțial montat pentru a ocupa un spațiu minim. După extragerea din ambalaj trebuie să efectuați următorii pași

- pune-ți rolatorul pe o suprafață plană, apăsați în jos, din ambele părți tija 6 pentru a deplia scheletul rolatorului, coborâți la orizontala șezutul „5”. Mânerile „1” se introduc stânga – dreapta în locașele lor, se fixează la o înălțime convenabilă utilizatorului, se fixează în aceasta poziție utilizând șurubul și piulița fluture „3”. În acest moment rolatorul este gata de utilizare.

Mod de folosire

Rolatorul are două moduri de frânare:

- frâna de serviciu, în timpul deplasării dacă doriți să vă opriți brusc, ridicați pârghiile „2” către mânerul „1”, pârghiile „7” vor apăsa pe roțile din spate oprind înaintarea rolatorului. Dacă eliberați

pârghiile 2, roțile spate se vor debloca și puteți să reluați deplasarea.

- frâna de ajutor, în momentele de pauză, când vreți să vă așezați pe rolator etc, acesta trebuie să rămână imobilizat. Pentru aceasta apăsați în jos pârghiile „2”, roțile spate se vor bloca, rolatorul este imobilizat și poate fi folosit în siguranță pentru ședere. Ca să reluați deplasarea ridicați pârghiile „2”, roțile spate se deblochează.

Plierea rolatorului



- ridicați șezutul „5” conform direcției „a”

- ridicați din ambele părți tija „6” conform direcției „b”

Partea din față a rolatorului se apropie de partea din spate, se reduce gabaritul rolatorului în vederea transportului.

Întreținere

Rolatorul nu necesită o întreținere deosebită, după utilizare se curăță folosind o cârpă umedă și eventual soluție de săpun lichid