

Scaun fotoliu rulant si comoda WC, tip RX260
Montaj, utilizare, intretinere



fig.1

1. manere folosite de insotitor pentru impingerea fotoliului rulant
2. spatar
3. suport sprijin brat
4. sezut partea fixa
5. sezut, partea mobila
6. frana roata spate
7. recipient pentru colectarea necesitatilor fiziojogice
8. banda pentru sustinerea picioarelor
9. roata spate, diametrul 60 cm, cauciucuri pline
10. inel de antrenare, atasat roata spate
11. roata fata, diametrul 20 cm, cauciucuri pline
12. terminal spate pentru depasirea obstacolelor
13. suport sprijin talpa
14. manere pentru plierea fotoliului rulant

Montaj

Scoateti din ambalaj fotoliul comoda WC. Acesta este pliat si arata conform fig.2. Pentru depliere apasati pe directia "a" pana cand spatarul se intinde si fotoliul ramane in pozitia depliat. Extrageți din ambalaj sezutul fotoliului comoda WC si vasul pentru colectarea necesitatilor fig.3. Asezati partea fixa de sezut "4" peste barele laterale ale fotoliului rulant. Recipientul de colectare "7" se monteaza sub sezutul "4" prin partea din spate, pe doua glisiere. Partea de sezut mobila "5" se pune in golul din sezutul fix "4"



fig.2



fig.3



fig.4

Plierea

Scoateti recipientul „7”, ridicati partea de sezut „5”, ridicati partea de sezut „4”. Ridicati la verticala cei doi suportii sprijin de talpa „13”. Pe barele laterale ale structurii pe care se aseaza sezutul sunt doua manere „14” din material textil. Apucati cu cate o mana fiecare maner, stanga – dreapta si ridicati rapid, structura de otel a fotoliului rulant se va strange ca in fig.2.

Utilizare

Functionalitate 3 in 1: fotoliu rulant pentru deplasarea in interiorul sau exteriorul locuintei, scaun pentru sedere, comoda WC.

Atentie! Cand utilizatorul se transfera pe sau de pe fotoliu rulant rotile spate „9” trebuie blocate cu franele „6”, in caz contrar exista pericolul ca fotoliul rulant sa se deplaseze si utilizatorul sa alunece pe pardoseala.

Atentie! Cand utilizatorul se transfera pe sau de pe fotoliu rulant, suportii sprijin de talpi „13” trebuie sa fie ridicati la verticala, in caz contrar daca utilizatorul apasa cu toata greutatea corporala pe acei suportii fotoliul rulant va bascula catre fata dezechilibrand utilizatorul.

Atentie! Nu incercati sa depasiti obstacolele, praguri, borduri, etc trecand in viteza peste ele, rotile fotoliului se vor deforma rau rupe. Obstacolele se depasesc in general cu ajutorul insotitorului, se inclina fotoliul pe spate tinand de manerele „1” si apasand cu piciorul pe terminalul „12”, se trec rotile fata peste obstacol, se impinge fotoliul inainte, se ridica din spate folosind manerele „1” trecand rotile spate peste obstacol. Daca aveti de trecut curent peste un prag, este bine sa folositi o mica rampa.

Pentru functia comoda WC, scoateti capacul recipientului „7”, puneti un sac menajer din pvc, cu marginile rasfrante peste recipient, in interior puneti un strat de hartie igienica pentru a impiedica stropirea cu urina, introduceti recipientul pe glisierile de sub sezutul „4”, ridicati partea de sezut „5” si asezati utilizatorul pe fotoliu rulant. Sacul menajer se ia apoi cu tot cu continut si se inlocuieste cu unul nou pentru o utilizare viitoare.

Intretinere

Curatati fotoliul rulant cu o carpa umede si solutie de sapun, se usuca departe de sursele de caldura. Recipientul colector „7” cat si partile de sezut „4” si „5” se pot scoate separat se curata si se pot spala direct in jet de apa. Nu folositi solventi si corpuri abrazive pentru a curata fotoliul comoda WC.

Atentie! Utilizatorul care petrece perioade indelungate in fotoliul rulant este in pericol sa fac escare, plaga a tesuturilor moi si piele, afectiune grava si greu de tratat. Cu rol de preventie folositi o perna antiescare de calitate buna.