

Scaun tip fotoliu rulant cu antrenare manuala model RX190 Parti componente, pliere depliere



1. manere pentru deplasarea fotoliului de catre asistentul utilizatorului
2. spatarul fotoliului, tapiterie lavabila, textura
3. Suport sprijin pentru brate
4. sezutul fotoliului, tapiterie lavabila, in cazuri de murdarie extrema se poate detasa si spala in masina de spalat rufe
5. banda pentru sustinerea picioarelor utilizatorului, este prinsa cu benzi velcro si se poate detasa
6. suport de sprijin al picioarelor, inainte de asezarea utilizatorului sau de ridicarea acestuia de pe fotoliu, **suportii de sprijin picioare se ridica la verticala**, daca utilizatorul calca direct cu toata greutatea pe acesti suportii, fie fotoliul se rastoarna peste el sau suportii se rup.
7. frane fotoliu, pe fiecare roata, se actioneaza simultan, nu se face nici-un transfer pe sau de pe fotoliu daca **nu se pun franele pe ambele roti spate**
8. roata fata, diametrul 8 inch

9. inele de autotractare atasate rotilor spate, utilizatorul apuca ambele inele si le trage sau impinge determinand deplasarea fotoliului inainte sau inapoi; daca se actioneaza un singur inel fotoliul va coti in aceeași direcție, mai clar daca trage de inelul din dreapta fotoliul va vira catre dreapta.
 10. roata spate, diametrul 24 inch
 11. suport spate, asistentul apasa cu piciorul pe el, fotoliul se ridica usor de la roțile fata pentru a depasi anumite obstacole, borduri, praguri, etc
- Depliere fotoliului rulant**



asezat cu fata catre fotoliu se apasa cu ambele palme simultan in directia indicata in miscarea "a", dupa ce sezutul si spatarul fotoliului s-au intins, cu franele puse, asezati utilizatorul pe fotoliu, coborati suportii de picioare conform miscarii "b" si apoi sprijiniti talpa picioarelor utilizatorului de cei doi suporti. Deblocati franele si incepeti deplasarea.

Plierea fotoliului rulant



dupa ce utilizatorul a parasit fotoliul rulant, ridicatii suportii de picioare conform "a", apucati sezutul cu cele doua maini in punctele "b" si ridicati brusc, fotoliul se va plia, este gata pentru depozitare sau pentru transport